



adagyo

Sauerstoffzufuhr und Eliminierung von
Toxinen durch Lymphdrainage.



 **COCOON**
MEDICAL



adagyo

Viele verschiedene Behandlungen

adagyo eignet sich nicht für Patienten mit mit Flüssigkeitseinlagerungen. Das Gerät kombiniert eine Vielzahl von Massagen mit verschiedenen Behandlungen, die sich an die individuellen Bedürfnisse der Patienten anpassen lassen.

Hohe Rentabilität

Dank der hohen Wirksamkeit der Behandlungen werden die Kosten des Gerätes Adagyo sehr schnell amortisiert. Die Sitzungen können 20 oder 30 Minuten lang sein, so dass man mehr Patienten mit einem zufriedenstellenden Ergebnis behandeln kann.

Garantierte Qualität

adagyo wurde von einem hochqualifizierten Fachteam entworfen und hergestellt. Die Kriterien, die bei der Entwicklung dieses Gerätes angewendet wurden, basieren auf den Erfahrungen der Marke Cocoon medical in der Entwicklung von kosmetisch-medizinischen Technologien.

adagyo

Sauerstoffzufuhr und Eliminierung von
Toxinen durch Lymphdrainage.



Kombination von Massagen
und Behandlungen. Positive
Ergebnisse garantiert.

Sichtbare Ergebnisse, unsere beste Garantie

Pressotherapie, Drainage, Reduktion und Straffung


Die Pressotherapie ist eine Methode, die häufig in der kosmetischen Medizin verwendet wird, um Flüssigkeitsanstauungen zu verhindern und die Venendrainage zu fördern.

Es wird eine Massage gegeben, die den venösen und lymphatischen Kreislauf anregt, wodurch eine Lymphdrainage erzielt wird und die Resorption der interstitiellen Flüssigkeiten, die vom Venensystem nicht resorbiert werden, angeregt wird.

Die durch die Massage hervorgerufenen Kontraktionen ermöglichen die Ausscheidung von zurückgehaltenen Flüssigkeiten und Toxinen, begünstigen eine korrekte Durchblutung und helfen bei der Ernährung der Zellen.

Wie funktioniert adagyo?

adagyo Adagyo arbeitet mit Abdeckungen oder Beinmanschetten (speziell für die Pressotherapie entworfen), die die Beine, den Bauchbereich und die Gesäßmuskulatur bedecken und einen zunehmenden positiven sequentiellen Druck auf den Körper ausüben. Durch diese Druckwellen stimuliert Adagyo den Kreislauf, es kommt zu einer Lymphdrainage und die Ausscheidung von Flüssigkeiten, Fetten und Giftstoffen, die Cellulite, Ödeme, Lymphödeme und Venenerkrankungen wie Krampfadern verursachen, wird gefördert.



Der Druck, der von Adagyo erzeugt wird, wirkt gleichzeitig in drei Bereichen: Muskeln, Zellgewebe und Kreislaufsystem.

Die Pressotherapie von adagyo wirkt gleichzeitig in drei Bereichen: Muskeln, Zellgewebe und Kreislauf.

Wirkung auf die Muskeln: Sie strafft und tonifiziert die Muskelfasern. Ausserdem werden die Fettpolster des Organismus mobilisiert, was eine reduzierende Wirkung hat.


Wirkung auf das Zellgewebe: Die Mobilisierung und Resorption der interstitiellen Flüssigkeiten wird gefördert, was die Drainage unterstützt.

Wirkung auf den Kreislauf: Der Rückfluss und die Sauerstoffversorgung des Körpers werden unterstützt.

Intuitive Bedienoberfläche

cocoon medical hat eine sehr intuitive und einfach zu bedienende Bedienoberfläche für seine Geräte entwickelt, die es dem Anwender ermöglicht, die besten Behandlungsergebnisse zu erzielen.

Adagyo hat eine sehr intuitive Bedienoberfläche. Auf dem Bildschirm wird ein Bild mit sieben Zellen gezeigt. Der Anwender wählt die notwendige Anzahl von Zellen, und so wird die Anwendung der Behandlung vereinfacht.



Sehr intuitive und einfach zu bedienende Bedienoberfläche bei den Geräten, die es dem Anwender ermöglichen, die besten Behandlungsergebnisse zu erzielen.

Sequentielle Beinmanschette für jeden Behandlungstyp

adagyo benutzt sequentielle Beinmanschetten, die sich perfekt an die Behandlungszone anpassen, von den Füßen bis zum Bauch. So wird ein gleichmässiger Druck auf die gesamte Zone ausgeübt, und eine maximale Wirksamkeit garantiert.

Alles ist aus sehr widerstandsfähigen Materialien hergestellt und leicht zu reinigen, was die Hygiene bei der Behandlung gewährleistet. Die Beinmanschette hat 14 Lufteinlässe, die gleichmässig über den gesamten Behandlungsbereich verteilt sind. Die Zellen der Beinmanschette bilden eine Art Fischschuppen, d. h. die einzelnen Kammern überlappen sich. Dieses Design gewährleistet einen gleichmässigen Druck auf die Behandlungszone und vermeidet so Zonen mit Luftrückfluss oder Druckansammlungen, die zu einem Flüssigkeitsstau führen können.

Die Beinmanschette wird mit Reissverschlüssen geschlossen. Sie kann so geschlossen werden, dass sie sich perfekt an die Körperform des Patienten anpasst. Sie hat auch einen Extender, mit dem man die Manschette, falls notwendig, ausweiten kann. Eine korrekte Anpassbarkeit an die Körperform des Patienten garantiert gute Endergebnisse der Behandlung. Zur Ausstattung gehört ein bequemer Fussbereich für den Patienten.

Das Gerät ist so ausgestattet, dass alle Erwartungen des Patienten und der Anwender, der die Behandlung durchführt, erfüllt werden. Es kann unterbrochen werden und danach an der gleichen Stelle wieder gestartet werden, und es können während der Behandlung Zellen ausgelassen oder abgebrochen werden.



Das wichtigste Zubehör zu Adagyo ist die Beinmanschette, mit der Druck auf den Körper des Patienten ausgeübt wird.

Arbeitsverfahren mit der Pressotherapie

Die Behandlungen mit adagyo sind besonders für Menschen mit Kreislaufproblemen und Flüssigkeitsansammlungen geeignet. Es gibt viele Systeme im Körper, die mit der Behandlung durch Pressotherapie verbessert werden können:

Das Lymphatische System wird verbessert, weil der Lymphkreislauf angeregt wird. Dadurch wird die weil der Lymphkreislauf von Stoffwechselabfallprodukten gefördert.

Der Kreislauf wird verbessert, es gibt mehr Sauerstoff im Körper und der Blutdruck in den Gliedmassen wird entlastet.

Das Verdauungssystem wird verbessert, indem die Bauch- und Darmmuskulatur entspannt wird. Das fördert die Verdauung.

Das Muskelsystem wird verbessert, und es wird für Entspannung und Erleichterung bei Muskelkrämpfen gesorgt.

Der Hautton wird verbessert, da die bessere Durchblutung die Zellerneuerung fördert.

Empfohlen nach chirurgischen Eingriffen als postoperative Behandlung in der kosmetischen Chirurgie, z. B. nach Fettabsaugung.

Indikationen für Behandlungen mit dem Gerät adagyo

- Stimulierung und Stärkung des Blut- und Lymphkreislaufes.
- Vorbeugung gegen Krampfadern (und deren ersten Symptomen wie schwere Beine, Ödeme....).
- Krampfadern in der Schwangerschaft.
- Vorbeugung von Thrombosen.
- Postthrombotisches Syndrom.
- Krampfadern und Lymphödeme.
- Prophylaxe der venösen Thromboembolie.
- Postoperative Behandlungen wie z.B. nach Fettabsaugung.
- Behandlung nach chirurgischen Eingriffen.
- Cellulite und Adipositas (verbesserte Kreislaufreaktion).
- Vorbeugung von Atrophie und Verbesserung der Gewebeelastizität.
- Neurologische Krankheiten.
- Lähmung der unteren Gliedmassen.
- Muskelerkrankungen und Krämpfe (Entspannung).
- Allgemeine Entgiftung des Körpers.



Machen Sie den Traum Ihrer Patienten wahr

cocoon medical ist ein spanisches Unternehmen mit Sitz in Barcelona, das mit dem Ziel gegründet wurde, Technologie und Innovation im Dienste der kosmetischen Medizin anzubieten. Das Unternehmen stellt nicht invasive medizinische Geräte her, die die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen.

Das Team hochqualifizierter Fachleute von cocoon medical hat das Unternehmen auf eine weltweit führende Position gebracht, dank der ständigen Innovationen und Weiterentwicklung. Wir setzen unser höchstes Vertrauen auf unsere nationalen und internationalen Partner, die die Bedürfnisse ihres jeweiligen Marktes verstehen und ihren Kunden die innovativsten Lösungen anbieten.

cocoon medical verfügt über die höchsten nationalen und internationalen Qualitätszertifizierungen und bietet den besten Service in seiner Branche.

www.cocoonmedical.com



High Technology Products
PASSATGE MASOLIVER, 24-28
08005 BARCELONA, SPAIN

Customer Service:
T. +34 934 588 566
info@cocoonmedical.com



Follow us on:

