

## Hauptpflege verbessert die Lebensqualität

#SKINEXPERTS

Täglich und ohne zeitliche Begrenzung anwendbar.

Anpassbare Handstücke für die Behandlung von jedem Hauttyp und jeder Hautbeschaffenheit, sogar von sehr empfindlicher und geschädigter Haut.

Die patentierte Technologie ermöglicht eine beidhändige symmetrische Stimulation.

100 % natürlich.

Wiederholbar, auch wenn die Behandlung von verschiedenen Anwendern durchgeführt wird.

Präzision bei der Behandlung von kleinen und schwer erreichbaren Stellen.

Garantierte Ergebnisse, die bereits nach der ersten Sitzung sichtbar sind.

Schmerzlos.

# SKIN EXPERTS

Eine akribische und sorgfältige Erforschung, die zu den kleinsten Geheimnissen der Haut führt.

icoone® ist die ideale Technologie für medizinisch-ästhetische Behandlungen an Körper und Gesicht. Dank einer neuen, realistischen Darstellung des Bindegewebes, das aus Milliarden dreidimensionaler Mikrovakuolen besteht, die jede Schicht der Epidermis durchqueren und eine wirre und fragmentierte Struktur bilden, können schwierige Probleme wie Ödeme, Gewebefibrosen, Cellulite und Fettansammlungen wirksam behandelt werden.



**i-Tech**<sup>®</sup>  
INDUSTRIES

The Science of Skin

**CDPSWISS**  
CLINICAL DISTRIBUTION PARTNER  
EXKLUSIVER VERTRIEBSPARTNER  
FÜR DIE SCHWEIZ

**icoone**<sup>®</sup>

[www.cdpswiss.com](http://www.cdpswiss.com)



[www.icoone.com](http://www.icoone.com)

Die Farben der Geräte sind unverbindlich.  
Diese Broschüre ist nicht für den US-Markt gedacht.

**icoone**<sup>®</sup>  
LASER • MED

Skin Experts



Art.-Nr. 797086001

**icoone**  
LASER MED



### Robosolo

Dieses Handstück mit einem überarbeiteten Design und 3,5-Zoll-Touchscreen enthält die LED- und LASER-Quellen, die zusammen oder einzeln verwendet werden können. Es ermöglicht gezielte Behandlungen von spezifischen Fettpolstern an großen Bereichen des Körpers.

**15.600**  
Mikrostimulationen  
pro Minute

Das NEUE icoone® LASER MED ist weltweit das einzige Gerät, das dank des innovativen Patents Roboderm® die Behandlung verschiedener Arten von Schönheitsfehlern der Haut durch die Multi-Mikroalveolar-Stimulation (M.M.A.S.) ermöglicht. Sichtbare Ergebnisse sind ab der ersten Sitzung dank der tiefen und wirksamen Stimulation der Mikrovaakuolen garantiert.

Durch die zusätzliche Kraft von LASER und LED ermöglicht icoone® LASER MED raschere und gezieltere Ergebnisse und unterstützt die Arbeit der Ärzte mit einer Reihe von medizinischen Programmen und spezifischen Behandlungen. Dies gewährleistet eine perfekte Gewebemobilisierung in den tiefer liegenden Hautschichten, um selbst kleinste Hautpartien stimulieren.




insgesamt  
**11**  
HANDSTÜCKE

### Robomini twins

Die kleinsten motorisierten Handstücke, jetzt auch mit Twin-Funktion erhältlich. Speziell entwickelt für den Einsatz an kleinen oder schwer zugänglichen Stellen.

**14.400**  
Mikrostimulationen  
pro Minute



**+25%**

**VERGRÖßERTE AKTIVE OBERFLÄCHE**  
zum Maximieren der Behandlungswirkung.

**21.600**  
Mikrostimulationen  
pro Minute



### Robomicro

Ein Satz von 6 Mikro-Handstücken, die speziell entwickelt wurden, um mit Präzision kleinste und empfindlichste Bereiche zu erreichen und die Behandlung noch individueller abzustimmen.

BIS ZU  
**13.200**  
Mikrostimulationen  
pro Minute



**ROBODERM®**

DIE NEUE ART DER HAUTBEHANDLUNG

### ANWENDUNGEN

#### NARBEN

Entzündet, nicht entzündet, alt, durch OPs oder Verletzungen verursacht (z. B. nach Kaiserschnitt), Akne, Keloid, hypertrophe Narben. Drainierende Wirkung bei Ödemen im Narbenbereich. Förderung des Stoffwechselaustausches und der Gewebeerneuerung, Abschwellung des Gewebes und Beseitigung von Stoffwechselabfällen, Verbesserung der Hautelastizität und -qualität, Verhinderung von Nebenwirkungen.

#### ÖDEME UND LYMPHÖDEME DURCH VENENINSUFFIZIENZ

Verbesserung der Blut- und Lymphzirkulation, Sauerstoffversorgung des Gewebes, sofortige und dauerhafte Linderung, Verringerung von Ödemen und Fibrosen, schnellere ästhetische und funktionelle Erholung, Verringerung des Umfangs sowie funktionelle Verbesserung der vom Lymphödem betroffenen Gliedmaßen, Anwendung nach der Mastektomie: Drainage der ödematösen Gliedmaßen zur Verbesserung seiner Rehabilitation.

#### SCHWANGERSCHAFT

**WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT:** Drainage zur Reduzierung von Flüssigkeitsansammlungen, Verbesserung der Mikrozirkulation zur Erleichterung bei schweren Beinen, Vorbeugung gegen das Auftreten von Schönheitsfehlern (z. B. Kapillaren, Cellulite...).  
**DANACH:** Drainage der betroffenen Stellen durch die Mobilisierung von Flüssigkeiten und Abbauprodukten, Wiederherstellung der Hautelastizität und -spannkraft, Verbesserung des Venen- und Lymphsystems, Verbesserung des Zelltrophismus.

\*icoone® kann nach dem dritten Schwangerschaftsmonat unter Vermeidung des Bauchraums angewendet werden

#### CELLULITE

Verbesserung der Mikrozirkulation zur Aktivierung des metabolischen Austausches, antiödematöse Wirkung, Verbesserung des Zelltrophismus, Verbesserung der Hautqualität, Elastizität und Festigkeit, die Wirkung von LASER und LED hat einen intensiven Effekt auf Fettzellen und Fibroblasten, um das Cellulitegewebe noch weiter zu verbessern.

**icoone®**  
LASER • MED

Die ultimative TECHNOLOGIE zur  
HAUTBEHANDLUNG von KÖRPER und GESICHT

#### OPERATIONEN

icoone® ist die perfekte Behandlung zur Vorbereitung des Gewebes auf Operationen, um das Gewebe zu drainieren und weich zu machen. Andererseits hilft die Behandlung auch nach der Operation bei der Genesung, indem sie die Heilung der betroffenen Stelle beschleunigt und die Schmerzen lindert.

#### UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE FETTABSANGUNG

**DAVOR:** Drainage, Gewebeerweichung zur Optimierung der Kanüleneinführung in das Gewebe.  
**DANACH:** frühzeitige Erholung des Gewebes und Harmonisierung, Vermeidung des typischen Welleneffektes nach einer Fettabsaugung.

#### UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE INJEKTION

**DAVOR:** um das Gewebe weich zu machen, es von Flüssigkeit zu befreien und eine gute Vaskularisation zu erreichen.  
**DANACH:** um sich von Blutergüssen und Ödemen zu erholen.

\*Nur Ärzte können je nach den verwendeten Stoffen von Fall zu Fall entscheiden, ob icoone® verwendet werden kann.

#### FIBROMYALGIE, MUSKELSCHMERZEN, SEHNENENTZÜNDUNG

Schmerzlinderung, Verbesserung der Lebensqualität und der motorischen Leistung, deutliche Milderung von Entzündungen und Schwellungen, Erholung des Gewebes nach dem Sport, Drainage von Abfallstoffen.

#### FIBROSE

Gewebeoxygenierung mit besserem Zelltrophismus, die jegliche Fibrose reduziert, die durch die durch Trauma, Operation oder Bestrahlung bei der Behandlung von Brustkrebs, Verringerung von Erythem, Schmerzen und Hautverhärtung verursacht wird.

Die Kraft von LASER und LED ermöglicht eine tiefere Einwirkung auf die Fibroblasten, um die Produktion von Elastin und Kollagen zu erhöhen, wodurch die Hautqualität und die Gelenkbeweglichkeit (Flexibilität und Elastizität) verbessert werden.



**LED / LASER**  
HERVORRAGENDE ERGEBNISSE

### icoone® LASER MED

Zur Geweberegeneration, Verbesserung des Stoffwechsels und Aktivierung des Zellstoffwechsels wird die Kraft der Mikrostimulation mit 915 nm-LASER und 650 nm-LED kombiniert.

#### 915-nm-LASER

Es wurde klinisch nachgewiesen, dass 915-nm-LASER-Wellen in das Gewebe eindringen und von den Lipiden absorbiert werden, wodurch ein thermischer Effekt entsteht, der das Fett in den Fettzellen aufweicht.

#### 650-nm-LED

Die 650-nm-LED verändert die Durchlässigkeit der Fettsellmembran, wodurch das mit der LED behandelte Fett in den Bereich zwischen den Zellen gelangen kann.

### DAS IST NEU:

- Kleiner, kompakter
- Umgebungslicht
- Leistungsstärkere Mikrostimulatoren
- Ergonomischer Handstückhalter
- Austauschbare Handstücke
- Handstückanordnung für kunden-spezifische Behandlungen
- 12"-Display
- Intuitivere Benutzeroberfläche
- Neue Software und neue Programme

